

SDGs 地球環境にやさしいボーンソー (未滅菌)

Miyatani Medical



登録商標イメージアップキャラクター
みきゅん
許諾番号:3002044

製造販売元/株式会社ミヤタニ

問い合わせ/〒799-2656 愛媛県松山市和気町1丁目446番地6
TEL 089-979-3794 FAX 089-979-3798
URL <http://miyatani-medical.jp> E-mail: miyatani@alpha.ocn.ne.jp
第二種医療機器製造販売業 許可番号 38B2X10004
医療機器製造業 登録番号 38BZ200030

※弊社商品は、全品未滅菌・リユース可能。

使用可能回数については、弊社で指定し、保証できるものではありません。


お客様にてご判断いただき、ご使用ください。

ジェネリックブレード

(全品未滅菌・リユース可能)

(オシレータータイプ)

アタッチメント形状



(A)

(B)



品名・エムエスデュアルブレード I

型番・17-11-3

定価・20,000 円

寸法・板厚 0.89 幅 25 有効長 98.5 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00005



品名・エムエスデュアルブレード II

型番・17-11-1

定価・20,000 円

寸法・板厚 1.24 幅 25 有効長 98.5 (mm)

製造販売届出番号 38B2X10004M00005



品名・エムエスデュアルブレード III

型番・17-11-2

定価・20,000 円

寸法・板厚 1.24 幅 18.5 有効長 104 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00005

ジェネリックブレード

(全品未滅菌・リユース可能)

(オシレータータイプ)




品名・エムエスデュアルブレードⅣ

型番・18-6-1

定価・20,000円

寸法・板厚 0.89 幅 18.5 有効長 104 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00005




品名・エムジーソーブレード

型番・16-11-9

定価・15,000円

寸法・板厚 1.27 幅 19.5 有効長 90 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00002



品名・エムジーデュアルブレード

型番・17-10-1

定価・20,000円


寸法・板厚 1.27 幅 19.5 有効長 105 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00004

ジェネリックブレード

(全品未滅菌・リユース可能)

(オシレータータイプ)




品名・エムジーデュアルブレードⅡ

型番・18-1-18

定価・20,000 円

寸法・板厚 1.27 幅 19.5 有効長 92 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00010




品名・R13 デュアルブレード

型番・17-9-2

定価・20,000 円

寸法・板厚 1.27 幅 19.5 有効長 102 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00009



品名・オシレータソーM

型番・24-5-1

定価・18,500 円

寸法・板厚 0.8 幅 19.5 有効長 51.7 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00021

ジェネリックブレード (全品未滅菌・リユース可能)

(レシプロタイプ)




品名・DTOソー

型番・23-3-DZ

定価・20,000 円

寸法・板厚 0.8 幅 12.0 有効長 96.0 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00016




品名・レシプロソーMI

型番・24-4-2-M1

定価・17,000 円

寸法・板厚 1.26 幅 12.0 有効長 79.5 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00020



品名・レシプロソーMII

型番・24-4-2-M2

定価・17,000 円


寸法・板厚 0.6 幅 12.0 有効長 79.5 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00020

ジェネリックブレード

(全品未滅菌・リユース可能)

(マイクロソータイプ)




品名・マイクロソーMZ

型番・24-1-MZ

定価・17,000 円

寸法・板厚 0.4 幅 9.5 有効長 20 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00018



品名・マイクロソーMS


型番・24-1-MS

定価・17,500 円

寸法・板厚 0.4 幅 7.0 有効長 10 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00018

ジェネリックブレード (全品未滅菌・リユース可能)




品名・スターナムソーZERO

型番・24-5-2

定価・15,000円

寸法・板厚 0.6 幅 9.0 有効長 35.0 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00022




品名・スモールオシレーターソー

型番・24-5-3

定価・17,500円


寸法・板厚 0.8 幅 10.0 有効長 21.0 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00023



オリジナルブレード

(全品未滅菌・リユース可能)




品名・Bone Grater (ホーングレーター) Z-miyatani

型番・23-3-BZ

定価・60,000 円

寸法・刃厚 0.8 幅 10.0 有効長 25.0 (mm)

製造販売届出番号・38B2X1004M00015




品名・Bone Grater (ホーングレーター) S-miyatani

型番・23-3-BS

定価・60,000 円

寸法・刃厚 0.8 幅 10.0 有効長 25.0 (mm)

製造販売届出番号・38B2X1004M00015



品名・MK wedge Blade (分離型)

型番・18-3-16 (角度ごとに異なります)

定価・100,000 円

寸法・刃厚 1.0 幅 20.0 角度有効長 45.0 (mm)

角度・8°、10°、12°、14°、16°


製造販売届出番号・38B2X10004M00011

※14°、16°はは受注生産品の為、納品までに
約 2 ヶ月、日数をいただいております。
在庫状況お問い合わせください。

※別形状アタッチメント製品については
お問い合わせください

オリジナルブレード

(全品未滅菌・リユース可能)



品名・MK wedge Blade (一体型)

型番・19-5-1 (角度ごとに異なります)

定価・100,000 円



寸法・刃厚 1.0 幅 20.0 角度有効長 45.0 (mm)

角度・2°、4°、6°

製造販売届出番号・38B2X10004M00013

※こちらの商品は受注生産品の為、納品までに約2ヶ月、日数をいただいております。在庫状況お問い合わせください。

※別形状アタッチメント製品についてはお問い合わせください



品名・Freehand Bone Shaver

(フリーハンドボーンシェイバー) Z-miyatani ショート

型番・FHBS-1-S

定価・60,000 円

寸法・刃厚 1.0 幅 18.0 角度有効長 65.6 (mm)

製造販売届出番号・38B2X10004M00014